

Câble de remplacement pour Manipulateur Patient NIPH3-AES

Référence: 660394

Caractéristiques

- Câble de remplacement pour manipulateur patient NIPH3-AES
- Equipé d'une prise pour fiche auto-extractible pour unité de chambre
- Equipé d'une prise intégrée femelle stéréo jack 2.5mm pour casque/écouteur
- Kit d'assemblage de remplacement
- Couleur: Blanc



Description

Câble de remplacement avec kit d'assemblage pour manipulateur patient NIPH3-AES. Ce câble est muni d'une prise, d'un jack stéréo femelle 2.5 et 11 fils de connexions.

IMPORTANT: Le câble du manipulateur patient doit être remplacé en conformité avec le manuel d'instructions de remplacement du câble du manipulateur patient. Le non respect de ces instructions peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages au manipulateur patient.

Note: La société Ascom n'est pas responsable de la performance du manipulateur patient ou de son indice de protection (IP) après que le câble ait été remplacé.

Spécifications Techniques

Marchés:		EU	US
Numéro Article:	660394	•	•
Longueur:	2.5 mètres / 98.4 pouces	•	•
Couleur:	Blanc	•	•
Nombre de fils:	11	•	•
Kit d'assemblage:	1 x cache adhésif 2 x vis 1 x cache/capot 1 x joint d'étanchéité 1 x passe câble de maintien 1 x serre câble	•	•